

Food Intolerance Tests

» For a Better Quality of Life «

Belegungsplan

IgG₄ Screen Nutritional 88 ELISA (Best.-Nr. ILE-SCG80)

88 Nahrungsmittelantigene + 6 Standards + 2 Kontrollen (für 1 Patient)

V01/2023

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	0,35 U/mL Standard	Lamm	Sardine	Camembert	Pflaume	Banane	Gurke	Knoblauch	Linse	Petersilie	Tee schwarz	Senfkorn
B	0,7 U/mL Standard	Rind	Scholle	Parmesan	Traube weiß & rot	Dattel	Paprika	Meerrettich	Sojabohne	Pfefferminz	Backhefe	Sesam
C	3,5 U/mL Standard	Schwein	Thunfisch	Roquefort	Erdbeere	Kiwi	Spargel	Radieschen	Champignon	Kümmel	Buchweizen	Erdnuss
D	17,5 U/mL Standard	Huhn	Garnele	Eigelb	Himbeere	Honig- melone	Spinat	Sellerie	Blumenkohl	Pfeffer schwarz	Hirse	Haselnuss
E	50 U/mL Standard	Pute	Kasein	Eiklar	Grapefruit	Mango	Tomate	Zwiebel	Weißkohl	Thymian	Mais	Kokosnuss
F	100 U/mL Standard	Dorsch	Kuhmilch	Apfel	Orange	Pfirsich	Zucchini	Bohne grün	Basilikum	Zimt	Reis	Mandel
G	Stark- positive Kontrolle	Forelle	Schafsmilch	Birne	Zitrone	Olive grün&schwarz	Karotte	Bohne rot	Curry	Kaffee	Roggen	Pistazie
H	Schwach- positive Kontrolle	Lachs	Ziegenmilch	Kirsche	Ananas	Fenchel	Kartoffel	Erbse	Dill	Kakao	Weizen	Walnuss