

Belegungsplan

IgG₄ Screen Nutritional 24 ELISA (Best.-Nr. ILE-SCG210)

24 Nahrungsmittelantigene + 6 Standards + 2 Kontrollen (für 3 Patienten)

V01/2023

A	0,35 U/mL Standard	Eiklar	Banane	Haselnuss	0,35 U/mL Standard	Eiklar	Banane	Haselnuss	0,35 U/mL Standard	Eiklar	Banane	Haselnuss
B	0,7 U/mL Standard	Kuhmilch	Kiwi	Erdnuss	0,7 U/mL Standard	Kuhmilch	Kiwi	Erdnuss	0,7 U/mL Standard	Kuhmilch	Kiwi	Erdnuss
C	3,5 U/mL Standard	Dorsch	Erdbeere	Curry	3,5 U/mL Standard	Dorsch	Erdbeere	Curry	3,5 U/mL Standard	Dorsch	Erdbeere	Curry
D	17,5 U/mL Standard	Weizen	Sellerie	Pfeffer	17,5 U/mL Standard	Weizen	Sellerie	Pfeffer	17,5 U/mL Standard	Weizen	Sellerie	Pfeffer
E	50 U/mL Standard	Roggen	Sojabohne	Sesam	50 U/mL Standard	Roggen	Sojabohne	Sesam	50 U/mL Standard	Roggen	Sojabohne	Sesam
F	100 U/mL Standard	Gerste	Karotte	Backhefe	100 U/mL Standard	Gerste	Karotte	Backhefe	100 U/mL Standard	Gerste	Karotte	Backhefe
G	Stark- positive Kontrolle	Reis	Tomate	Schwein	Stark- positive Kontrolle	Reis	Tomate	Schwein	Stark- positive Kontrolle	Reis	Tomate	Schwein
H	Schwach- positive Kontrolle	Orange	Knoblauch	Rind	Schwach- positive Kontrolle	Orange	Knoblauch	Rind	Schwach- positive Kontrolle	Orange	Knoblauch	Rind