

Belegungsplan

IgG₄ Screen Nutritional 20 ELISA (Best.-Nr. ILE-SCG06)

20 Nahrungsmittelantigene + 4 Standards (für 4 Patienten)

V01/2023

A	0,35 U/mL Standard	Roggenmehl	Karotte	0,35 U/mL Standard	Roggenmehl	Karotte	0,35 U/mL Standard	Roggenmehl	Karotte	0,35 U/mL Standard	Roggenmehl	Karotte
B	0,70 U/mL Standard	Gerstenmehl	Tomate	0,70 U/mL Standard	Gerstenmehl	Tomate	0,70 U/mL Standard	Gerstenmehl	Tomate	0,70 U/mL Standard	Gerstenmehl	Tomate
C	3,5 U/mL Standard	Orange	Haselnuss	3,5 U/mL Standard	Orange	Haselnuss	3,5 U/mL Standard	Orange	Haselnuss	3,5 U/mL Standard	Orange	Haselnuss
D	17,5 U/mL Standard	Banane	Erdnuss	17,5 U/mL Standard	Banane	Erdnuss	17,5 U/mL Standard	Banane	Erdnuss	17,5 U/mL Standard	Banane	Erdnuss
E	Eiweiß	Kiwi	Curry	Eiweiß	Kiwi	Curry	Eiweiß	Kiwi	Curry	Eiweiß	Kiwi	Curry
F	Kuhmilch	Erdbeere	Pfeffer	Kuhmilch	Erdbeere	Pfeffer	Kuhmilch	Erdbeere	Pfeffer	Kuhmilch	Erdbeere	Pfeffer
G	Kabeljau	Sellerie	Sesam	Kabeljau	Sellerie	Sesam	Kabeljau	Sellerie	Sesam	Kabeljau	Sellerie	Sesam
H	Weizenmehl	Sojabohne	Schweine- fleisch	Weizenmehl	Sojabohne	Schweine- fleisch	Weizenmehl	Sojabohne	Schweine- fleisch	Weizenmehl	Sojabohne	Schweine- fleisch