

## Belegungsplan

### IgG Screen Nutritional 24 ELISA (Cat. No. ILE-SCG25)

24 Nahrungsmittelantigene + 6 Standards + 2 Kontrollen (for 3 patients)

V01/2023

<b>A</b>	0.35 U/mL Standard	Eiweiß	Banane	Haselnuss	0.35 U/mL Standard	Eiweiß	Banane	Haselnuss	0.35 U/mL Standard	Eiweiß	Banane	Haselnuss
<b>B</b>	0.7 U/mL Standard	Kuhmilch	Kiwi	Erdnuss	0.7 U/mL Standard	Kuhmilch	Kiwi	Erdnuss	0.7 U/mL Standard	Kuhmilch	Kiwi	Erdnuss
<b>C</b>	3.5 U/mL Standard	Dorsch	Erdbeere	Curry	3.5 U/mL Standard	Dorsch	Erdbeere	Curry	3.5 U/mL Standard	Dorsch	Erdbeere	Curry
<b>D</b>	17.5 U/mL Standard	Weizen	Sellerie	Pfeffer	17.5 U/mL Standard	Weizen	Sellerie	Pfeffer	17.5 U/mL Standard	Weizen	Sellerie	Pfeffer
<b>E</b>	50 U/mL Standard	Roggen	Soja	Sesam	50 U/mL Standard	Roggen	Soja	Sesam	50 U/mL Standard	Roggen	Soja	Sesam
<b>F</b>	100 U/mL Standard	Gerste	Karotte	Bäckerhefe	100 U/mL Standard	Gerste	Karotte	Bäckerhefe	100 U/mL Standard	Gerste	Karotte	Bäckerhefe
<b>G</b>	stark positive Kontrolle	Reis	Tomate	Schwein	stark positive Kontrolle	Reis	Tomate	Schwein	stark positive Kontrolle	Reis	Tomate	Schwein
<b>H</b>	Schw. pos. Kontrolle	Orange	Knoblauch	Rind	Schw. pos. Kontrolle	Orange	Knoblauch	Rind	Schw. pos. Kontrolle	Orange	Knoblauch	Rind